

VEGAS
COSMETICS

SKIN CELL TRONIC 2.0

› Brugsanvisning



› Kosmetisk foton-ultralydsscanner

- › Wij danken u voor de aankoop van het Skin Cell Tronic apparaat. Met de aankoop van het Skin Cell Tronic apparaat wensen wij u prachtige schoonheidsmomenten toe en een optimaal schoonheidsgevoel.
- › Dit apparaat is exclusief ontwikkeld voor esthetische en schoonheidsbehandelingen die uitgevoerd kunnen worden in de comfortabele omgeving van uw eigen huis. De Skin Cell Tronic behandelingen zijn niet bedoeld als medische ingrepen. Vegas Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de functies beschreven in deze handleiding.
- › Wij vragen u met nadruk om deze handleiding goed door te lezen voordat u gebruik maakt van de Skin Cell Tronic. Mochten er voordat u het apparaat gebruikt twijfels opkomen, dan vragen wij u contact op te nemen met uw adviseur van Vegas Cosmetics of richt u zich naar onze klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek zodat u hem, wanneer nodig, altijd kan terug vinden.
- › Gebruik het apparaat alleen in combinatie met cosmetische producten beschreven in deze handleiding.

Inhoudsopgave

◆ Belangrijke informatie over uw Skin Cell Tronic	1
◆ Informatie voor een veilig gebruik	2
◆ Presentatie van de verschillende functies	4
◆ Opladen	6
◆ Beschrijvingen voor huidbehandelingen en gebruiken	7
◆ Algemene behandeling van de huid	7
◆ Anti-verouderingsbehandeling	8
◆ Behandeling van pigmentatie stoornissen	10
◆ Behandeling voor de huid met onzuiverheden	10
◆ Garantie certificaat	12

Technische gegevens

◆ Naam van het apparaat:	Skin Cell Tronic
◆ Model Ref:	SCT02 – Code: 460
◆ Ingangsstroom:	AC 100-240V
◆ Accu stroom:	15V, 400 mA
◆ Afmeting:	170 x 46 x 50mm
◆ Gewicht:	132g
◆ Frequentie van het ultrageluid:	3MHz ±5%



Belangrijke informatie over uw Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionisatie:** Scheidt, door de continue galvanische stroom, de moleculen van de actieve substanties van het behandelend product in ionen, vervolgens worden deze waardevolle actieve substanties naar de diepste lagen van de huid getransporteerd. Gelijktijdig vermindert het onzuiverheden in het gezicht, rimpels, wallen en donkere kringen en zorgt het voor een onmiddellijk liftend effect.
- ◆ **Ultrageluid:** Het apparaat dat voor het ultrageluid zorgt bereikt een frequentie tot 3 miljoen impulsen per seconde. De meest recente technologie gecombineerd met een hoge mate van veiligheid. De diepte van de impulsen is beperkt tot de oppervlakkige huidlagen, en daardoor geschikt voor de meest gevoelige plekken in het gezicht, zoals het gebied rondom de ogen. De hoge frequentie van de ultrasone trillingen masseren de huid in de diepte en reorganiseren de cellen zodat meer actieve bestanddelen van het behandelend product worden geabsorbeerd. Bovendien stimuleert het de aanmaak van callogeen en elastine. De zachte golven van het ultrageluid produceren een milde exfoliatie en een niet-invasieve huid, alleen de dode huidcellen en onzuiverheden worden verwijderd.
- ◆ **Fototherapie:** Het koude LED licht met een lage frequentie van verschillende kleuren, garandeert een individuele exclusieve behandeling voor uw huid.
- ◆ **Blauw licht:** Speciaal aangeraden voor de gevoelige huid, vette huid, en huiduitslag. Het kalmeert en vermindert de ontsteking in de huid (zoals bv. gevoelige plekken, het te veel aan olie en onzuiverheden). De productie van olie komt in balans en de huid wordt effectief vrij gemaakt van onzuiverheden en overtollige talgafscheiding. De huid ziet er weer gezond uit en door de behandeling wordt de elasticiteit bevorderd.
- ◆ **Rood licht:** Geschikt voor alle huidtypes, stimuleert de aanmaak van callogeen en natuurlijke elastine, bovendien stimuleert het de bloedsomloop. De huid wordt aanzienlijk elastischer en zachter. De milde golven van het rode licht zijn speciaal geschikt voor het gebied rondom de ogen en het voorhoofd.
- ◆ **Groen licht:** Speciaal geschikt voor de gemengde huid. Naast het verbeteren van de opname van zuurstof, vindt er een ontspannende micro training plaats in de gezichtspieren, hierdoor ontstaat er meer rust in het gezicht.

De verschillende soorten lichten zorgen voor een grotere opname van de actieve bestanddelen in het huidverzorgingsproduct. De Skin Cell Tronic onderscheidt zich duidelijk doordat er gelijktijdig gebruik gemaakt kan worden van meerdere lichten, in combinatie met ionisatie en ultrageluid trillingen.

Het ontwerp van de Skin Cell Tronic is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van de meest moeilijke contouren van het gezicht, hierbij is speciale aandacht uitgegaan naar de eenvoudige bediening in combinatie met een uitzonderlijk resultaat.

Informatie voor een veilig gebruik

- › De Skin Cell Tronic is exclusief bestemd voor schoonheidsbehandelingen te behoeve van een gezonde huid, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
- › Wij vragen u met nadruk om de instructies te volgen die beschreven staan in deze handleiding.
- › Bij het eerste gebruik raden wij u aan om de behandelingstijd te verminderen, vooral als u last heeft van allergische reacties op de huid.
- › De behandeling moet onmiddellijk gestopt worden als er een allergische reactie optreedt.

Het apparaat mag niet gebruikt worden in de volgende omstandigheden

- › Tijdens de zwangerschap
- › Als u een siliconen of metalen prothese in het gezicht heeft
- › Als u wonden heeft in het gezicht
- › Bij verbranding door de zon
- › Bij huidinfecties en dermatitis
- › Bij een geïrriteerde huid met jeuk en verhoogde temperatuur
- › Na inname van steroïden, hormonen of bij een verminderde leverfunctie
- › Bij metalen deeltjes in het lichaam
- › Bij hartproblemen (in het bijzonder bij personen met een pacemaker)

De Skin Cell Tronic mag nooit direct gebruikt worden bij de keel of in de ogen.

Opmerking

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om voor het gebruik van de Skin Cell Tronic de instructies aandachtig te lezen. Dit apparaat is een instrument voor precies gebruik. Om de Skin Cell Tronic met succes te gebruiken, is het belangrijk om de gedetailleerde informatie in deze gebruiksaanwijzing te begrijpen en te volgen. Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.



Test uw huid op allergieën:

1. Testen op de pols, met een goed schoongemaakte huid.
2. Breng het behandelend product (bv. Hyaluron Gel) aan op de pols en let op reacties van de huid. Als u een onaangename reactie krijgt tijdens deze test, stop dan onmiddellijk de behandeling.
3. Als er geen onaangename reactie plaats vindt kan u het apparaat en het product gebruiken.
4. Als u op enig moment tijdens het gebruik een onaangenaam gevoel ervaart of er een allergische reactie op treedt, stop dan onmiddellijk de behandeling.



Informatie voor een correct gebruik van de Skin Cell Tronic

1. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Laat het apparaat nooit in contact komen met water. De elektronische componenten kunnen het apparaat corroderen of er kan kortsluiting ontstaan.
2. Probeer het apparaat nooit te openen of uit elkaar te halen. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend vakman.
3. Gebruik alleen de kabel en de adapter die bij het apparaat worden geleverd. Het gebruiken van een ongeschikte kabel of adapter kan leiden tot een storing en hierdoor vervalt de garantie.
4. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen omdat er gevaar bestaat van het inslikken van kleine onderdelen.



ATTENTIE

Belangrijke informatie voor de veiligheid



Probeer het apparaat niet te demonteren



Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen




Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen



Bewaar het apparaat op een droge plaats



Bewaar het apparaat op een veilige plaats



Gebruik alleen aansluitingen die bij het apparaat geleverd worden

Presentatie van de verschillende functies bij de Skin Cell Tronic

- Ultrageluid met 3 miljoen impulsen per seconde
- Ionisatie (continue galvanische stroom)
- Contactondergrond (applicator) is gemaakt van hoge kwaliteit roestvrij staal

LED Licht Rood: 12 LED
LED Licht Blauw: 12 LED
LED Licht Groen: 12 LED
Sterke energie, hoog geconcentreerd!



Galvanische elektrode van de ionisatie



Indicatie voor de intensiteit van de massage

Indicatie van de ionisatie (Ion+ of Ion-)

Indicatie van het ultrageluid

Indicatie van de voeding

Vooraf bepaalde behandelprogramma's

Selectieknop van de ionisatie

Aan/Uit ultrageluid

Aan/Uit foton (Fototherapie)

On/Off (Aan/Uit)

CLEANSE

ANTI-AGE

SENSITIVE

ION

SONIC

POWER
CHARGE

COMBI

ION

SONIC

PHOTON

ON/OFF




- Het contact van de elektrode is essentieel voor het goed functioneren van de ionisatie. Plaats altijd de indicator in de elektrode van het apparaat om de galvanische stroomkring af te sluiten. Als u de Skin Cell Tronic gebruikt bij een andere persoon dan uzelf moet u constant in contact blijven met de persoon tijdens de behandeling, dit is om te garanderen dat de stroomkring gesloten blijft.

Opladen

- Tijdens het opladen van de batterij knippert de indicator en gaat hij automatisch uit zodra de batterij geheel is opgeladen.
- Als de capaciteit van de batterij onder de 3V komt, gaan alle indicators gelijktijdig knipperen en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
- De Skin Cell Tronic is uitgerust met een oplaadbare batterij van lithium-ion. Deze batterij moet na geheel te zijn leeg gelopen, volledig worden opgeladen (kijk hierboven).
- Tijdens het opladen kunt u het apparaat gewoon gebruiken. Let op dat u de Skin Cel Tronic volledig oplaadt vóór het eerste gebruik.

Nu kunt u de werking van de Skill Cell Tronic uitproberen

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en strooi een aantal druppels water over de applicator.
- Zet het apparaat aan door op de knop Aan/Uit te drukken en druk vervolgens op de knop Sonic om het ultrageluid te activeren. Kies nu de gewenste intensiteit (low – laag; high – hoog).
- Als de waterdruppels trillen, werkt het ultrageluid op de juiste manier.




Om een betere en grotere overdracht van de ultrageluid golven te garanderen, raden wij u aan om de Skin Cell Tronic vooral te gebruiken in combinatie met de Hyaluron Gel.

Tijdens de ionisatie functie (ION) klinkt er elke vijf seconden een waarschuwingssignaal "beep". Dit waarschuwingssignaal geeft de stadia van de verschillende behandelingen aan (bv. 1.: raak elke acne-zone aan, of 5 raak de pigmentatie plekken aan) dit helpt u tevens herinneren om tijdens de behandeling van een bepaalde zone, steeds van punt naar punt te gaan. Na 10 minuten gebruik klinkt er een waarschuwingssignaal waardoor de Skin Cell Tronic automatisch wordt uitgeschakeld, dit is om de respectievelijke behandelingsfase te beëindigen. Vervolgens kunt u het apparaat weer aandoen voor de volgende fase van de behandeling. Om een bepaalde fase van een behandeling of het gebruik van het apparaat voor 10 minuten te beëindigen, hoeft u alleen maar op de knop Aan/Uit te drukken.



Indicaties voor het gebruik en de behandeling van de huid

Breng een ruime hoeveelheid gel van Vegas Cosmetics op uw gezicht en verspreid deze zonder te masseren. Vervolgens plaatst u een deel van het product op de applicator van de Skin Cell Tronic. Plaats de applicator voorzichtig in uw gezicht en start de massage. Indien het apparaat niet makkelijk glijdt op het gezicht, plaats dan een grotere hoeveelheid gel op de applicator (normaal gesproken tussen de 4g à 5g voor elke behandelingsessie) totdat er een goede smering ontstaat die een goed glijden op de huid garandeert. Tijdens de behandeling moet u steeds zorgen voor genoeg gel op de applicator. Blijf daarom steeds genoeg gel toevoegen tot het einde van de behandeling.




Schuif het apparaat over vijf seconden langzaam vanaf de kin naar boven, richting het oor. Maak gelijktijdig gebruik van op en neer gaande bewegingen aan beide kanten van het gezicht.

Algemene behandeling van de huid

De Skin Cell Tronic mag tot 3 keer per week gebruikt worden, en nooit langer dan 30 minuten per sessie.

Eerste stap: Diepe reiniging van de huid

1. Verwijder make-up met make-up remover en maak de huid goed schoon, bv. met melk of schuim reinigers van ons assortiment.
2. Breng een voldoende hoeveelheid melk of reinigingsschuim aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic. (Wij raden u aan om het reinigingsproduct te gebruiken van ons assortiment).
3. Klik op On/Off om het apparaat aan te zetten en kies de CLEANSE functie met de **COMBI** toets.
4. Schuif de Skin Cell Tronic over uw gezicht zoals beschreven op het figuur hiernaast, beweeg het apparaat altijd op en neer. Wanneer u het apparaat verandert van richting, gebruikt u hem op dezelfde manier als hierboven beschreven.
5. Maak het gezicht schoon met water en vervolgens met gezichtstonic van Vegas Cosmetics. Maak de applicator van de Skin Cell Tronic schoon met een vochtige doek of indien nodig een desinfecterend product (spray of alcohol).



Aangeraden producten door Vegas Cosmetics (volgens het assortiment van de behandeling): Aloë Vera schuim en tonic, Q10 reinigingsmelk, Hyaluron Care schuim en Sensitive Concept reinigingsgel.

Tweede stap: Zorg goed voor uw huid en u krijgt een stralende en jeugdige teint

1. Breng voldoende Hyaluron Gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten en kies de **Anti-Age** functie met de **COMBI** toets.
3. Schuif de Skin Cell Tronic over uw gezicht, zoals beschreven volgens de figuren op pagina 51. Beweeg de applicator langzaam in stappen van 5 seconden in de zone vanaf de kin tot het oor. Volg hetzelfde patroon voor de massage voor de rest van de gezichtszone.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (bv.: Q10 dag of nachtcrème of Hyaluron Dag- og Natcreme).

Aangeraden producten van Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Q10 dag of nachtcrème; dag of nachtcrème van Aloë Vera of Hyaluron Dag- og Natcreme voor hydratatie na de behandeling.

Derde stap: Behandeling met Photon (Fototherapie) Behandelingssessie met LED-Licht

1. Druk op de knop **On/Off** om het apparaat in te schakelen, selecteer **Photon (LED-Licht)** en het gewenste type licht. **Rood:** Ondersteunt de vermindering van rimpels en stimuleert de productie van natuurlijk collageen en elastine. **Blauw:** Ontstekingsremmend, een effectieve behandeling voor de huid met onzuiverheden en acne. **Groen:** Voor een ontspannend effect en versoepeling van de microspieren in het gezicht.
2. Na het kiezen van het gewenste LED-Licht, schuift u de applicator dicht bij de huid van punt naar punt in de zone die u wilt behandelen.

Elke zone heeft 10 tot 30 minuten behandeling nodig.

Tip: U kunt de **Photon** functie (fototherapie) gelijktijdig gebruiken met de beschreven functies voor de behandeling bij stap twee. Voeg eenvoudig de **Photon** functie toe met de hierboven gegeven beschrijving.

Anti-verouderingsbehandeling

(Voor het verminderen van rimpels rondom de ogen, mond, neus en op het voorhoofd)

Eerste stap:


Diepe reiniging van de huid (Uitvoeren volgens de indicaties bij stap één voor de algemene behandeling van de huid)

Tweede stap:


1. Breng voldoende Hyaluron gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **ANTI-AGE** functie met de **COMBI** toets en voeg Photon (rood licht) toe.
3. Schuif de Skin Cell Tronic op het gezicht volgens de indicaties beschreven op pagina 51. Beweeg de applicator langzaam in stapjes van 5 seconden in de zone van de kin tot het oor. Volg hetzelfde patroon in de overige zones van het gezicht.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan op de huid (bv. Hyaluron Dag- og Natcreme of Q10 dag of Natcreme van Vegas Cosmetics).

Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Hyaluron Dag- og Nagtcreme, Q10 dag of Natcreme.


Let op: De **ionisatie** functies (**ION**) en **SONIC (Ultrageluid)** worden alleen actief na het selecteren van de gewenste intensiteit.




1. Schuif op en neer in symmetrische lijnen




2. Schuif langzaam van kin tot oor




3. Vanaf de mondhoek tot de voorkant van het oor



4. Van de neus tot de wenkbrauw



5. Vanaf de onderzijde van de neus tot aan de punt van de neus



6. Van de neus tot de zijkant van het voorhoofd (tempel)

Behandeling van pigmentatie aandoeningen

(Zoals ouderdomsvlekken en pigmentatie)

Eerste stap:

Diepe reiniging van de huid (Uitgevoerd volgens de richtlijnen van de eerste stap van de algemene huidbehandeling)

Tweede stap:

1. Breng voldoende Hyaluron Gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **ANTI-AGE** functie met de **COMBI** toets en voeg **Photon** (Blauw licht toe).
3. Schuif de applicator 20 tot 30 seconden (5 tot 6 aanrakingen) van punt tot punt in de behandelende zones (vlekken). Op deze manier vindt er een juist timing plaats en wordt elke vlek effectief behandeld.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (bv.: Hyaluron Dag- og Nagtcreme of Q10 dag of Natcreme van Vegas Cosmetics).

Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Hyaluron Dag- og Nagtcreme, Q10 dag of nachtcrème.

Behandeling voor de huid met onzuiverheden (Acne) en de vette huid

(’s avonds)

Eerste stap:

Diepe reiniging van de huid (Uitgevoerd volgens de richtlijnen van stap één bij de algemene behandeling voor de huid)

Tweede stap:

1. Breng voldoende Serum til Uren Hud aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **SENSITIVE** functie met de **COMBI** toets en voeg **Photon** (Blauw licht toe).
3. Schuif de applicator tijdens 5 seconden (1 aanraking) van punt tot punt in de behandelende zones (uitslag). Dit zorgt voor een juiste timing van de behandeling in elke onzuivere zone, gelijktijdig worden ontstekingen en huidirritaties verminderd door het blauwe licht.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (b.v.: 24 Timers Ansigstscreme).



Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling:


Rensemaëlk Sensitive Concept voor een diepe reiniging; Serum til Uren Hud voor de behandeling; en 24 Timers Ansigstscreme voor hydratatie na de behandeling.

Tip: U kunt de **Photon (LED-Licht)** behandeling verlengen, door alleen deze functie te gebruiken zonder toegevoegde behandelingen van de Skin Cell Tronic. Op deze manier kunt u de huid met blauw **LED-licht** 10 of 20 minuten langer behandelen, nadat u de behandeling hierboven beschreven heeft beëindigd. Deze extra zorg vermindert de ontstekingen en irritaties van de huid.



Derde stap: Lymfedrainage (detoxificatie)

Druk op On/Off om het apparaat aan te zetten en kies SONIC (Ultrasoon). Volg de bewegingen van de massage zoals aangegeven op de figuren hiernaast. Deze manier zorgt voor een effectieve ontgiftende werking (detoxificatie) van de lymfeklieren.



Behandeling van de gevoelige en "overgevoelige" huid

1. Volg de stappen beschreven in behandeling hierboven, gebruik alleen de **Sonic (Ultrageluid)** functie zonder ionisatie (Ion+/Ion-).
2. Zoals gewenst kan de **Photon** functie (LED-Licht rood, blauw of groen) toegevoegd worden.
3. Breng na de behandeling een regeneratie masker toe (bv.: Aloë Vera hydrataties masker).
4. Breng vervolgens het huidverzorgingsproduct aan dat u normaal gesproken gebruikt.



Tip: Onafhankelijk van de functie COMBI is het mogelijk om elke functie individueel te selecteren of te combineren.

Garantie Certificaat

Model van het product:

Skin Cell Tronic (Code: 460)

Datum van aankoop:

Plaats van aankoop:

Adviseur van Vegas Cosmetics:

1. Indien er binnen 24 maanden na aankoop op onverklaarbare manier defecten of afwijkingen aan het licht komen, staat Vegas Cosmetics garant voor de reparatie van 2 jaar.
2. In dit geval, dient u het materiaal terug te brengen naar onze adviseur of rechtstreeks terug te zenden naar ons adres, doe dit samen met de betreffende factuur, of indien contant is betaald, met het originele garantiecertificaat.
3. Elk onjuist gebruik of tegenstrijdig gebruik zoals beschreven in deze handleiding maakt de garantie geheel ongeldig.
4. Tot onjuist of ongepast gebruik vallen onder andere:
 - a. Het proberen of open maken van de apparatuur
 - b. Schade veroorzaakt door onjuist transport
 - c. Schade veroorzaakt door vallen, ruw gebruik, of schade aan onderdelen/componenten van de apparatuur
 - d. Schade veroorzaakt door blootstellen aan water, vocht of te hoge temperaturen
5. Het garantiecertificaat kan niet worden vervangen of opnieuw worden aangevraagd. Bewaar deze op een veilige plaats.



› Het apparaat voor een schoonheidsbehandeling met ultrageluid, ionisatie en fototherapie

VEGAS COSMETICS GmbH
OTTO-HAHN-STR.13
64823 GROSS-UMSTADT

TEL.: +49 (06078) 96 81 10 | FAX: +49 (06078) 96 81 11
www.vegascosmetics.nl | info@vegascosmetics.de



